

BPC-157

Protocolo de Uso y Dosificación

Regeneración de tendones, ligamentos, músculos y mucosa gastrointestinal

¿Qué es el BPC-157?

El **BPC-157** (Body Protective Compound-157) es un péptido sintético derivado de una proteína protectora del estómago humano. Su capacidad regenerativa es excepcional: acelera la cicatrización de tendones, ligamentos, músculos, huesos, nervios y la mucosa intestinal. Actúa promoviendo la angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos) y modulando la respuesta inflamatoria, lo que reduce el dolor y acelera la recuperación. No es un antiinflamatorio clásico (no inhibe COX), por lo que puede usarse junto con otros tratamientos sin interferir en la curación natural.

Regenera tendones

Cura intestino permeable

Reduce inflamación

Acelera recuperación

Reconstitución del Vial

PASO 1	Limpie el tapón del vial con alcohol isopropílico y deje secar.
PASO 2	Para viales de 20 mg, añada 2 ml de agua bacteriostática.
PASO 3	Inyecte el agua lentamente por la pared interior del vial. Nunca directo al polvo.
PASO 4	Gire suavemente hasta disolver. NO agitar con fuerza.
PASO 5	Refrigere a 2-8°C. Vida útil: hasta 30 días refrigerado (aunque puede durar más, por seguridad úselo en 4 semanas).

Concentración resultante: Vial de 20 mg + 2 ml BAC = cada 0.1 ml (10 unidades) = 1 mg de BPC-157. Así, 250 mcg = 2.5 unidades (muy poco para medir con jeringa de insulina estándar). Para mayor precisión, use jeringas de 0.3 ml (30 unidades) o diluya con más agua.

Consejo para dosis bajas: Si prefiere 250 mcg por dosis, añada 4 ml de BAC a un vial de 20 mg → concentración 0.5 mg por 0.1 ml. Así 10 unidades = 0.5 mg y 5 unidades = 250 mcg. Es más fácil de medir con precisión.

Protocolo de Dosificación

El BPC-157 se aplica vía subcutánea en el abdomen para efectos sistémicos, o local (cerca de la lesión, pero no intraarticular) para maximizar la reparación en un punto concreto. Se puede usar **diario** sin necesidad de descanso.

NIVEL	DOSIS DIARIA	JERINGA vial 20 mg + 2 ml BAC	JERINGA vial 20 mg + 4 ml BAC	OBJETIVO	DURACIÓN
Principiante (mantenimiento)	250 mcg	2.5 u (difícil medir)	5 unidades	Salud intestinal, prevención	2-4 semanas
Intermedio (lesión leve-moderada)	500 mcg	5 unidades	10 unidades	Tendinitis, desgarros grado I	4-6 semanas
Avanzado (lesión severa / post cirugía)	1 mg	10 unidades	20 unidades	Rupturas, cirugías, artritis	6-12 semanas

Nota: Para lesiones agudas, algunos usuarios aplican dos veces al día (mañana y noche) a 250-500 mcg cada una para acelerar la recuperación.

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Subcutáneo en abdomen (efecto sistémico) o a 2-3 cm de la lesión (efecto local)
Técnica	Pellizque la piel, inserte aguja 45-90°, inyecte lentamente
Rotación	Cambie de punto en abdomen o alrededor de la lesión
Momento	Mañana y/o noche, sin relación con comidas
Frecuencia	Una o dos veces al día, todos los días

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuánto tarda en notar mejoría?

En lesiones de tejidos blandos, la reducción del dolor se nota en los primeros 3-5 días. La reparación estructural (tendones, ligamentos) toma de 2 a 4 semanas. Para problemas intestinales, la mejora es visible en 1-2 semanas.

P: ¿Es seguro a largo plazo?

El BPC-157 tiene un perfil de seguridad excelente. No se ha reportado toxicidad ni efectos adversos graves. Se han utilizado ciclos de hasta 6 meses sin inconvenientes.

P: ¿Puedo inyectarlo directo en la articulación?

No se recomienda inyección intraarticular sin supervisión médica. El BPC-157 es seguro por vía subcutánea local (al lado de la articulación) o sistémica abdominal.

P: ¿Interfiere con otros medicamentos?

No hay interacciones conocidas. Puede usarse junto con AINEs, corticoides o analgésicos, aunque idealmente consulte con su médico antes de combinarlo.

P: ¿Qué presentación tienen en Reset Peptides?

Contamos con BPC-157 de 20 mg a \$1,412 MXN por vial.

P: ¿Cómo almaceno el vial?

Liofilizado: temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Reconstituido: refrigerar a 2-8°C y usar en 30 días máximo. No congelar después de reconstituir.

P: ¿Se puede combinar con otros péptidos?

Absolutamente. La combinación estrella es BPC-157 + TB-500 (disponible como blend). También se usa con GHK-Cu para regeneración de piel y tejidos, o con MOTS-c para optimizar la recuperación post-entreno.

¿Tienes más dudas?
resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado