

CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin

Protocolo de Uso y Dosificación

La combinación dorada para liberación de GH limpia • Sin hambre • Sin efectos secundarios

¿Qué es el Blend CJC-1295 (sin DAC) + Ipamorelin?

Este blend combina un **GHRH** (CJC-1295 sin DAC, también llamado Mod GRF 1-29) con un **GHRP** (Ipamorelin). El CJC-1295 sin DAC estimula la hipófisis de forma pulsátil, mientras que el Ipamorelin es un GHRP de cuarta generación que no aumenta el hambre ni eleva cortisol o prolactina. Juntos producen un pico de GH potente, limpio y fisiológico, ideal para mejorar la composición corporal, la calidad del sueño, la recuperación y la anti-edad, sin los efectos secundarios de los GHRP más antiguos. Es considerado el **gold standard** para la salud y el rendimiento.

Pico de GH limpio	Sin hambre	Sin cortisol	Sin prolactina
-------------------	------------	--------------	----------------

Reconstitución del Vial

PASO 1	Limpie el tapón del vial con alcohol isopropílico y deje secar.
PASO 2	El blend contiene 5 mg de CJC-1295 + 5 mg de Ipamorelin (10 mg totales). Añada 2 ml de agua bacteriostática.
PASO 3	Injecte el agua lentamente por la pared interior del vial. Nunca directo al polvo.
PASO 4	Gire suavemente hasta disolver por completo. NO agitar.
PASO 5	Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30 días (el CJC sin DAC es menos estable que otros péptidos; no exceda este plazo).

Concentración: 10 mg totales en 2 ml = 5 mg/ml. Cada 0.1 ml (10 unidades) = 500 mcg totales (250 mcg CJC-1295 + 250 mcg Ipamorelin).

Protocolo de Dosificación

Este blend se aplica subcutáneo **en ayunas**, de 1 a 3 veces al día. Es extremadamente seguro y no desensibiliza fácilmente. Puede usarse a largo plazo en ciclos de 3-6 meses con descansos ocasionales.

NIVEL	DOSIS POR APLICACIÓN	UNIDADES (blend 5/5 + 2 ml)	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
Principiante	100 mcg (50 CJC + 50 Ipam)	2 u (use jeringa 0.3 ml)	1 vez/día (noche)	Para adaptación inicial
Intermedio bajo	200 mcg (100+100)	4 u	1-2 veces/día (mañana y noche)	Lo más común entre usuarios
Intermedio alto	300 mcg (150+150)	6 u	2 veces/día	Recomposición corporal activa
Avanzado	500 mcg (250+250)	10 u	2-3 veces/día (mañana, post-entreno, noche)	Máximo rendimiento

Consejo práctico: La dosis más popular entre usuarios experimentados es 200-300 mcg totales (4-6 unidades) dos veces al día. Para principiantes, comience con una sola dosis nocturna de 200 mcg (4 unidades).

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Abdomen subcutáneo
Técnica	Pellizcar la piel, inyectar lentamente a 45-90°
Rotación	Cambie de punto en cada dosis del día
Momento	En ayunas (1 hora antes o 2 horas después de comer). Dosis nocturna: 30-60 min antes de dormir
Frecuencia	1-3 veces al día, separadas por un mínimo de 3-4 horas

Preguntas Frecuentes

P: ¿Por qué es mejor que otros GHRP?

No produce hambre, no eleva cortisol ni prolactina, tiene efecto sinérgico al combinar GHRH + GHRP, y el perfil de seguridad es excelente. Es el preferido por quienes buscan mejoras estéticas y de rendimiento sin efectos secundarios.

P: ¿Cuánto tarda en notar resultados?

Mejora del sueño: primera semana. Recuperación muscular: 2-3 semanas. Pérdida de grasa y aumento de masa magra: 4-8 semanas. Beneficios anti-edad (piel, cabello, energía): 2-3 meses de uso consistente.

P: ¿Puedo usarlo si tengo miedo a las agujas?

Las agujas de insulina 31G son casi indoloras. La mayoría de usuarios se acostumbran muy rápidamente y lo describen como una leve presión sin dolor significativo.

P: ¿Qué presentaciones y precios tiene en Reset Peptides?

Ofrecemos el blend CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin 5 mg / 5 mg a \$1,338 MXN por vial. Para presentación de mayor concentración, consulte disponibilidad bajo pedido especial.

P: ¿Se puede combinar con otros péptidos?

Sí: con BPC-157 para lesiones, con MOTS-c para optimización metabólica, o con 5-Amino-1MQ para potenciar la quema de grasa. No combinar con otros GHRP o GHRH para evitar sobredosificación del eje GH.

P: ¿Almacenamiento?

Liofilizado: temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Reconstituido: refrigerar a 2-8°C y usar en un máximo de 30 días. El CJC sin DAC es menos estable que el CJC con DAC; no exceda este plazo.

P: ¿Contraindicaciones?

Embarazo, lactancia, cáncer activo (especialmente de mama, próstata o colon), retinopatía diabética proliferativa. Consulte a su médico si tiene diabetes, presión arterial alta o antecedentes de tumores hipofisarios.

¿Tienes más dudas?
resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado