

Ipamorelin

Protocolo de Uso y Dosificación - Reset Peptides

Liberador de GH de cuarta generación • Sin hambre • Sin cortisol • Sin prolactina

¿Qué es el Ipamorelin?

El **Ipamorelin** es un secretagogo de la hormona del crecimiento (GHRP) de cuarta generación, altamente selectivo. A diferencia de GHRP-6 o Hexarelin, el Ipamorelin no produce hambre intensa, no eleva cortisol y no aumenta prolactina. Estimula la hipófisis para liberar pulsos fisiológicos de GH, mejorando la composición corporal, la calidad del sueño, la recuperación, la salud articular y la función inmunológica. Es ideal para uso a largo plazo en protocolos anti-edad y de rendimiento, incluso en personas sensibles a otros GHRP.

Libera GH limpia

Sin hambre

No eleva cortisol

Seguro a largo plazo

Reconstitución del Vial

PASO 1 Limpie el tapón con alcohol.

PASO 2 Para cualquier vial (2 mg, 5 mg o 10 mg), añada 2 ml de agua bacteriostática.

PASO 3 Inyecte por la pared interior, lentamente.

PASO 4 Gire suavemente hasta disolver. NO agitar.

PASO 5 Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30-60 días (estable).

Concentración resultante (2 ml BAC):

- Vial 2 mg → 1 mg/ml → 10 unidades = 1 mg (1000 mcg)
- Vial 5 mg → 2.5 mg/ml → 10 unidades = 250 mcg
- Vial 10 mg → 5 mg/ml → 10 unidades = 500 mcg

Nota: Para el vial de 2 mg, la concentración es alta. Si necesita dosis pequeñas (200-300 mcg), puede reconstituir con 3 ml de agua (concentración 0.67 mg/ml → 10 u = 67 mcg; 300 mcg = 45 unidades) o usar una jeringa de 0.3 ml para medir 2-3 unidades (que es muy poco). Alternativa recomendada: compre el vial de 5 mg o 10 mg para dosis estándar.

Protocolo de Dosificación

El Ipamorelin se aplica vía subcutánea en ayunas (1 hora antes o 2 horas después de comer). Dosis típica por toma: 200-300 mcg. Se puede usar de 1 a 3 veces al día (mañana, post-entreno, noche). La dosis nocturna es la más importante.

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

NIVEL	DOSIS POR TOMA	Vial 2 mg + 2 ml (unidades)	Vial 5 mg + 2 ml (unidades)	Vial 10 mg + 2 ml (unidades)	FRECUENCIA	DURACIÓN
Principiante	100 mcg	1 unidad (muy difícil)	4 unidades	2 unidades	1 vez/día (noche)	4 semanas
Intermedio	200 mcg	2 unidades (difícil)	8 unidades	4 unidades	1-2 veces/día	8 semanas
Avanzado	300 mcg	3 unidades (difícil)	12 unidades	6 unidades	2 veces/día	12 semanas

Recomendación: Para el vial de 2 mg, es preferible reconstituir con 1 ml de agua → concentración 2 mg/ml → 10 unidades = 2 mg → 200 mcg = 1 unidad (sigue siendo muy poco). Por lo tanto, el vial de 2 mg no es práctico para dosis estándar. Sugiero al cliente comprar el vial de 5 mg o 10 mg. Si ya tiene el de 2 mg, puede diluir en 4 ml (concentración 0.5 mg/ml → 10 u = 50 mcg; 200 mcg = 40 unidades, ya medible).

Cómo Aplicarlo Correctamente	
Zona	Abdomen (subcutáneo)
Técnica	Pellizcar, inyectar a 45-90°, lento
Rotación	Cambie de punto en cada dosis
Momento	En ayunas. La dosis nocturna idealmente 30-60 min antes de dormir
Frecuencia	1-3 veces al día, separadas por 3-4 horas

¿Cuándo se Notan los Resultados?	
Tiempo	Efectos esperados
Semana 1-2	Mejora del sueño profundo, mayor claridad mental al despertar
Semana 3-4	Recuperación muscular más rápida, menos dolor articular
Semana 5-8	Pérdida de grasa corporal, aumento de masa magra, mejor textura de la piel
Semana 8-12	Beneficios acumulativos anti-edad, cabello y uñas más fuertes

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

Precios Reset Peptides

- Ipamorelin 2 mg → \$449 MXN (no recomendado para dosis estándar)
- Ipamorelin 5 mg → \$524 MXN (ideal)
- Ipamorelin 10 mg → \$888 MXN (económico para ciclos largos)

Preguntas Frecuentes

P: ¿Produce hambre como el GHRP-6?

R: No. El Ipamorelin es el GHRP más limpio en ese sentido. No estimula el apetito de forma significativa.

P: ¿Puedo combinarlo con CJC-1295?

R: Sí, es la combinación más popular. El CJC-1295 sin DAC (Mod GRF) potencia el pico de GH del Ipamorelin. Juntos son el gold standard para liberación de GH.

P: ¿Cuánto dura el vial reconstituido?

R: Hasta 60 días en nevera si se mantiene la asepsia.

P: ¿Tiene efectos secundarios?

R: Muy raros. En dosis altas (>500 mcg/dosis) puede causar leve retención de líquidos o somnolencia diurna. No eleva cortisol ni prolactina.

¿Tienes más dudas?

resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.